

眼科用手術台 メプロ DR-140をお使いの皆さまへ

製品安全情報

平成29年2月27日


平素は弊社製品をご使用いただき誠にありがとうございます。

この度、標題の製品安全情報について、以下の通りお知らせいたします

販売名	品番	医療機器製造販売届出番号
メプロ	DR-140	27B1X00042001037

弊社眼科用手術台メプロ DR-140をお使いいただいている医療機関様で本製品の手摺り部に患者さんの術衣の袖が引っかかった状態でオート動作中に怪我をされた事故が発生致しました。

本製品の取扱説明書・添付文書には、本製品を動作させるときに使用する使用上の注意事項を明記しておりますが、特に袖周りに余裕のある術衣をご使用の際は袖が手摺り部等に引っ掛かりがないことをご注意くださいますようお願い申し上げます。医療機関様には大変ご心配、ご面倒をお掛けいたしますが、何卒宜しくようお願い申し上げます。



製造販売業者 **タカラベルモント株式会社**

メディカル事業部

〒542-0083

大阪府中央区東心斎橋2-1-1

TEL : (06) 6212-3620