

お客様各位

## 水銀使用製品に関するお知らせ

タカラベルモント株式会社  
メディカル事業部

日頃は当社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。  
当社では「水銀による環境の汚染の防止に関する法律（水銀汚染防止法）」にもとづき、  
お客様が使用済みの水銀使用製品を適正に分別、廃棄するための情報を提供いたします。

### 1、水銀使用製品一覧表

水銀を含有した部品が使用されている当社製品は、「水銀使用製品一覧表」をご覧ください。

### 2、水銀使用製品の廃棄について

使用済みの水銀使用製品の廃棄の際は、法令に従って適正に処理してください。  
また、産業廃棄物処理業者に対しましては、水銀を含有した部品が使用されていること  
をお伝えください。

## 水銀使用製品一覧

作成日:2017/09/13

更新日:2018/02/21

製品種	製品名	製品コード	水銀含有部品	使用数量	使用部位
産婦人科検診台	産婦人科検診台DG-320	DG-320	水銀スイッチ	1	
	産婦人科検診台DG-333	DG-333	水銀スイッチ	1	背板部
	産婦人科検診台DG-300	DG-300	水銀スイッチ	1	昇降部(下部)
	産婦人科検診台DG-300N	DG-300N	水銀スイッチ	1	昇降部(下部)
分娩台	分娩台DG-390MZ	DG-390MZ	水銀スイッチ	2	
	分娩台DG-395MZ	DG-395MZ	水銀スイッチ	2	
	分娩台DG-390P	DG-390P	水銀スイッチ	4	
	分娩台DG-390N-2	DG-390N-2	水銀スイッチ	2	
	分娩台DG-390MO-2	DG-390MO-2	水銀スイッチ	2	
	分娩台DG-390Z	DG-390Z	水銀スイッチ	1	
	分娩台DG-390Z-2	DG-390Z-2	水銀スイッチ	2	
	分娩台DG-396	DG-396	水銀スイッチ	2	
	分娩台DG-398	DG-398	水銀スイッチ	1	
	分娩台DG-398-S	DG-398-S	水銀スイッチ	1	シート(腰板)
	分娩台DG-800	DG-800	水銀スイッチ	1	シート(腰板)
診察台	診察台EX-7	DB-EX-7	水銀スイッチ	1	昇降部
	診察台EX-11	DB-EX-11	水銀スイッチ	1	昇降部
	診察台EX-12	DB-EX-12	水銀スイッチ	1	昇降部
	診察台EX-33	DB-EX-33	水銀スイッチ	1	昇降部
	診察台EX-7N	DB-EX-7N	水銀スイッチ	1	昇降部
	診察台EX-33N	DB-EX-33N	水銀スイッチ	1	昇降部
	診察台EX-12M	DB-EX-12M	水銀スイッチ	1	昇降部
耳鼻科椅子	耳鼻科椅子200A	DR-200A	水銀スイッチ	1	背板部
	耳鼻科椅子200AM	DR-200AM	水銀スイッチ	1	背板部
処置台	処置台TR-83	TR-83	水銀スイッチ	2	
泌尿器科検診台	泌尿器科検診台MS-350	MS-350	水銀スイッチ	1	
	泌尿器科検診台MS-350 II	MS-350 II	水銀スイッチ		
レーザー	ベルレーザー	DR-BL 10SP	液晶モジュール	1	操作パネル部分
		DR-BL 15SP			
	ベルレーザー 動物病院向け	DR-BLA 15SP			
メディカル補助機器	オーバーベッド テーブル	DR-OH-3	照明器具 ヤマギワ68KB-02-M1-5A	2	