

第29回日本乳癌検診学会学術総会 併設展示会出展のご案内

2019年11月8日（金）9:00～18:00, 9日（土）9:00～16:00
福井県民ホールロビー（アオッサ8F）ブースNo.23

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび弊社では、第29回日本乳癌検診学会学術総会併設展示会に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。展示会では以下の製品を展示致します。

ご多忙中のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひお立ち寄りいただきますようお願い申し上げます。

吸引式乳房組織生検対応 診療椅子マンモピュウ

mammo pew

座位の姿勢をサポートする椅子



低い肘掛は前傾時低く
後傾時高くなるデザイン



背もたれ前後傾機能
前傾10°→検査体位保持
後傾25°→安静体位確保

吸引式乳房組織生検対応 診察台 EX-MGT


EX-MGT

“落とし込み”を採用した診察台



(写真：キヤノンメディカルシステムズ様ご提供)


左右仰臥位に対応



マンモグラフィ撮影対応 診療椅子 マンモキュート

mammo cuto


座位でスムーズなマンモグラフィ撮影



シートスライド機構
シートの左右スライドにより
椅子の横移動の負担を軽減

ハンドルを軽く押すことで
左右スライドロック解除

昇降ストローク20cm



TAKARA BELMONT

<https://www.takarabelmont.co.jp>

〒542-0083

大阪市中央区東心斎橋2-1-1

TEL : (06) 6212-3620 / FAX : (06) 6212-3697

