


吸引式乳房組織生検対応

# 診察台 EX-MGT

天板シート部に“落とし込み”を採用した診察台。  
より柔軟で幅広い診療を可能にします。




- 仰臥位・側臥位での診察・検査・処置にスムーズに対応。
- 天板シート部の落とし込みにより、側部・背部からのアプローチが容易。
- 電動油圧機構の採用で、スムーズな動作と50cmの昇降ストロークを実現。

患者様の姿勢確保はもちろん、  
細部まで使いやすさ・快適さに配慮しています。




天板シート部に設けた落とし込み部は、側臥位での検査・処置時に患者様のポジション確保を行いやすくすると同時に、検査機器の接近を可能としました。また、側部・背部からの検査・処置も容易に行えます。



補助クッションの位置を変え、落とし込みの位置を頭側と脚側逆にすることで、左右側臥位に対応できます。

■ 胴受け



患者様の姿勢を保持する胴受け。

■ 上肢台




側臥位での患者様の腕を保持する補助上肢台。

■ 操作スイッチ



電動油圧機構を採用した本体昇降は二段階の作動スピードを選択できます。

■ フリーキャスター



自在に移動できるフリーキャスター。ロック・フリーは片足だけの簡単操作。

キャリーキャスタータイプ  
EX-MGT-C (受注仕様)

大型キャスターによりスムーズに移動でき、四輪フリー・四輪ロック・直進ロックに対応。



■ カラーバリエーション

- ES6 (ローズミスト)
- ES15 (ライトグリーン) 受注生産

■ 標準付属品

上肢台(×1)、補助クッション(大小)、クッション用フェンス(×2)、胴受け(×2)、枕(×1)、上肢保持用クッション(×1)、サイドレール装備

■ 仕様

製品コード	EX-MGT S / EX-MGT-CS
本体外形寸法	700×1900mm
本体昇降範囲	670~1170mm
電気定格	AC100V 50/60Hz 4.3A / 5.2A
操作電圧	DC5V
製品質量	137kg(標準タイプ) 175kg(キャリーキャスタータイプ)
製造販売届出番号	27B1X00042000053
販売名	診察台 EX-MGT

吸引式乳房組織生検対応

診療椅子 マンモピュウ

販売名: 診療椅子 MM-PEW  
製造販売届出番号: 27B1X00042000058



マンモグラフィ撮影対応

診療椅子 マンモキュート

販売名: 診療椅子マンモキュート  
製造販売届出番号: 27B1X00042000062



**タカラベルモント株式会社**

<https://www.takarabelmont.co.jp> 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

営業所

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795 静岡 (054)237-8822 名古屋 (052)931-5163  
金沢 (076)221-8412 大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306 鹿児島 (099)226-9481

●ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。 ●ご使用前に、添付文書・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●商品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。  
●このカタログの仕様・デザインは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。 ●写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。 ●このカタログは2017年5月現在のものです。