


眼科治療椅子 DR-110JR

メ プ ロ ジ ュ ニ ア  
**MEPRO Jr.**

診察空間の省スペース化にも役立つ  
外来診療に適した眼科治療椅子

本体回転機構により、  
診療空間の省スペースに役立ちます。



お子様やお年寄りも  
乗り降りしやすい  
高さです。  
※座面までの高さ48cm



お子様など、様々な体型の患者さんにも  
対応できる、手動式の2関節ヘッドレスト  
を採用。



電動油圧制御により、  
スムーズな作動を実現。  
治療ポジションへの移行が  
円滑に行えます。

< 仕様 >

製品コード	DR-110JR
本体昇降範囲	480~725mm 電動油圧式、フットスイッチ操作
バックレスト寝起範囲	0~80° 電動油圧式、フットスイッチ操作
ヘッドレスト上下機構	手動式

ヘッドレスト角度調節機構	手動式
本体回転機構	210°回転(手動式)
電気定格	AC100V 50/60Hz 3.6/3.8A
製品質量	158kg

製造販売届出番号	27B1X00042001016
販売名	眼科治療椅子 メプロジュニア

**タカラベルモント株式会社**

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011)863-2139 金沢 (076)221-8412  
仙台/盛岡 (022)231-3458 大阪 (06)6211-5947  
さいたま (048)640-5803 岡山 (086)233-8826  
東京 (03)3401-9795 広島/高松 (082)277-6700  
静岡 (054)237-8822 福岡 (092)474-7306  
名古屋 (052)931-5163 鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 TEL.(03)3401-9795  
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6211-5947  
福岡 福岡市博多区博多駅南2-7-38 TEL.(092)474-7306  
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 TEL.(098)897-6655

<https://www.takarabelmont.co.jp>



- ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
- ご使用前に、添付文書・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- このカタログの仕様・デザインは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
- 写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。
- このカタログは2019年10月現在のものです。

●お問い合わせ