

DG-770 *Premium*

上質のホスピタリティを表現する、プレミアムな検診台

 **TAKARA
BELMONT**



ES9 Ivory

DG-770

Premium

心地よさをつきつめた、上質のホスピタリティ

受付や待合室から感じる上質さを診察空間まで繋げる価値をもたらしたい。

タカラベルモントが培った“心地”の技術を結集し

ひと手間加えた丁寧な仕上がりとし、心地よさを感じる外観。

上質のホスピタリティをお届けします。

Color variation



ES1 White




ES9 Ivory





ES10 Light brown

Drawing



※回転方向・角度設定可能



(単位:mm)

Specifications

製品コード	DG-770PRM(回転タイプ)	DG-770PRM-F(固定タイプ)
電気定格	AC100V 50/60Hz 750/700VA	AC100V 50/60Hz 600/600VA
質量	185kg	165kg
製造販売届出番号	27B1X00042000057	
販売名	産婦人科検診台 DG-770	

標準付属品：樹脂製汚水トレイ(金網付)1式 / 排水ホース(バンド付)1式 / フットスイッチ 1個

オプション：上肢台 / クスコ掛け / シートヒーター / 汚水タンク / 排水トラップ / ロールシート / 股受けカバー / 検診スカート

作動時間：非連続作動、最大作動時間3分、デューティサイクル1:5

※デューティサイクル：油圧モーターの連続作動時間に対する休止時間の比率(ただし、環境温度により異なります。)



<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

タカラベルモント株式会社 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

【安全にお使いいただくために】 ●ご購入前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。 ●ご使用前に添付文書・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●商品の寸法・質量の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●商品の仕様・デザインは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

●写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。

●このカタログは2021年7月現在のものです。



30A2107015_YA
YY-ME243