

第31回日本消化器関連学会週間
JDDW 2023 KOBE
併設器械展示会出展のご案内

会期：2023年11月**2**日（木）・**3**日（金）・**4**日（土）
9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

会場：神戸国際展示場 1号館1階／3号館

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。この度弊社では「JDDW 2023 KOBE」に出展する運びとなりました。展示会では、以下の製品を出展いたします。ぜひともご来臨賜れば幸いです。

NEW!!

出展場所：1号館1階（ブースNo.7）

移動型内視鏡検査・処置用テーブル

Belflit
ベルフリット

内視鏡検査・処置をこの一台で。

前処置～内視鏡検査・処置～移送～リカバリーを追及した
セデーション下内視鏡対応モデル




COMPACT type

コンパクトタイプ [EB-BFTC]



大型4輪キャスター採用で
移送がスムーズ



スペースを取らない回転式サイドフェンス（非導電性素材採用）

コンパクトタイプ レッグレスト部分が折れ曲がるコンパクトタイプ。



小回りが利きやすい
省スペース設計

チェア形状になることで、
より小回りが利きやすくなり、
省スペース運用を叶えます。



乗り降りしやすい
チェア形状

レッグレスト部分が折れ曲がり、
車いすからの移載等にも
対応しやすくなります。

製造販売届出番号：27B1X00042000067 販売名：ベルフリット

タカラベルモント株式会社

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

